

Kewaunee Scientific Corporation se dedica a fabricar productos de alta calidad para el mercado de laboratorios. Ofrecemos **soluciones de laboratorio totales, diseños innovadores y experiencia tecnológica** a través de una red de distribución mundial para aportar a laboratorios que son verdaderamente de clase mundial.

Productos de laboratorio de Kewaunee®:

ALPHA® – Sistema de trabajo adaptable

Columnas ALPHA – Estaciones de trabajo expandibles

Sistemas portadores superiores ALPHA

BasikBench® – Banco de patas en C soldado

DetectAir – Campanas extractoras filtradas/sin ductos

EarthLine® – Mobiliario ecológico

Enterprise® – Estaciones de trabajo móviles

Evolution® – Estaciones de trabajo basadas en columnas

Interceptor® – Gabinete de seguridad biológica

Interceptor® – Gabinete de flujo laminar

Kemresin® – Mostradores y fregaderos de resina epoxi

Kewaunee Matrix® – Estaciones educativas

Research Collection® – Mobiliario de acero

Serie Signature® – Mobiliario de madera

Spektrum – Carpintería arquitectónica laminada

Sturdilite® – Sistema de pedestal flexible

Supreme Air® – Campanas extractoras

Para conocer nuestra oferta completa de productos, especificaciones, catálogos, folletos, estudios de caso y lista de distribuidores, visite www.kewaunee.com o comuníquese directamente con su representante de ventas local.



Kewaunee, Alpha, Basic Bench, EarthLine, Enterprise, Evolution, Interceptor, Kemresin, Kewaunee Matrix, Research Collection, Signature, Sturdilite y Supreme Air son marcas comerciales registradas de Kewaunee Scientific Corporation



Colección para investigación

Muebles de laboratorio de acero



P.O. Box 1842 • Statesville, NC 28687-1842
Teléfono: (704) 873-7202 • Fax: (704) 873-5160
Correo electrónico: kscmarketing@kewaunee.com
Sitio web: www.kewaunee.com

Kewaunee Labway India Pvt. Ltd.
No. CA-9A, 2nd Floor, Jigani Link Road
Jigani, Bangalore 562 106, India
Teléfono: 9180-27826725 • Fax: 9180-27826724
Sitio web: www.kewaunee.in

Kewaunee Labway Asia Pte. Ltd.
194 Pandan Loop, #06-22
Pantech Business Hub, Singapore 128 383
Teléfono: 65-6773-0288 • Fax: 65-6773-2322

Kewaunee Scientific (Suzhou) Co Ltd
333 Xingpu Road, Modern Industrial Square
Building 4, Unit #2-A • Suzhou Industrial Park • China
Teléfono: (0512) 6262 5090 • Fax: (0512) 6262 5089
Sitio web: china.kewaunee.com

KEWAUNEE®

fomentamos nuevos descubrimientos...*En todo el mundo*

Estructuras de gabinetes de acero Kewaunee

Los gabinetes de acero completamente soldados de calibre grueso de Kewaunee están diseñados según los estándares de desempeño SEFA 8 y construidos según criterios estrictos. El diseño clásico de "unidad" de

Kewaunee permite reconfigurar puertas y cajones en su lugar. El diseño configurable ofrece una amplia gama de opciones de hardware y estéticas.

OPCIONES DE CAJONES



Los cajones estándar tienen una estructura de cajón de una pieza con extensión completa, montaje lateral, cierre suave, correderas. (modelo F-8400-00)



Características adicionales del gabinete

- Construcción de marco frontal al ras de cuatro lados
- Parte posterior con acabado sólido y parte posterior extraíble opcional
- Estante ajustable de gran profundidad
- Pernos de nivelación accesibles a través de la parte superior del gabinete

OPCIONES DE ESTILO DE TIRADOR




RETÉN DE PUERTA




Enganche positivo

Retén equipado con bisagras de 5 nudillos únicamente

OPCIONES DE BISAGRA DE PUERTA



Estilos de gabinetes de acero Kewaunee



se muestra con bisagra de cinco nudillos y tirador de aluminio redondeado de estilo 1



Empotrado - Borde cuadrado

Los frentes de las puertas y cajones están al ras con la cara del gabinete. Disponible con mecanismo de enganche positivo y una amplia selección de tiradores.




se muestra con bisagra de cinco nudillos y tirador de alambre cromado de estilo 6



Superposición - Borde cuadrado

Las puertas y los frentes de los cajones se superponen a la cara del gabinete. Disponible con bisagras de 5 nudillos, semiocultas u ocultas y una amplia selección de tiradores.



se muestra con una puerta enchapada en arce y el frente del cajón, bisagra de cinco nudillos y tirador cuadrado de aluminio de estilo 8



Superposición - Madera sobre acero

Las puertas enchapadas en roble o arce y los frentes de los cajones se superponen a la cara del gabinete. Disponible con bisagras de 5 nudillos, semiocultas u ocultas y una amplia selección de tiradores. (El tirador al ras 9 no está disponible en madera)



se muestra con bisagra oculta y tirador con portaetiqueta biselado de estilo 7



Superposición - Borde biselado

Las puertas y los frentes de los cajones, con borde superior biselado, se superponen a la cara del gabinete. Disponible con bisagras de 5 nudillos, semiocultas u ocultas y una amplia selección de tiradores.